



- A. A FERTI·LILY FOGAMZÁST TÁMOGATÓ GÉL
 B. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A FERTI·LILY FOGAMZÁST TÁMOGATÓ GÉLT?
 C. ELŐVIGYÁZATOSSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
 D. ÖSSZETEVŐK
 E. KAPCSOLAT ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A FERTI·LILY fogamzást támogató gél egy sikosító, amely a teherbeeséssel való próbálkozáskor alkalmazható. A fogamzást támogató gél klinikailag bizonyítottan kémleli a spermát.

A. A FERTI·LILY FOGAMZÁST TÁMOGATÓ GÉL

A FERTI·LILY fogamzást támogató gél azért került kifejlesztésre, hogy segítsen sikosítást biztosítani a teherbe esésre vágyó pároknak, miközben elősegíti a spermiumok túlélését.

Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a FERTI·LILY fogamzást támogató gél nem képez gátat a spermiumok számára, és a spermiumok 24 óránál hosszabb ideig is életben maradnak a fogamzást támogató géllal történő érintkezéskor.

A FERTI·LILY fogamzást támogató gél izotóniás, pH-ja kedvező a spermiumok túléléséhez, és utánozza a termékeny váladékok tulajdonságait.

A FERTI·LILY fogamzást támogató gél a FERTI·LILY megtermékenyülést elősegítő kehegyel kombinálva is használható a fogamzás esélyének növelésére.

TUDTA?

- A teherbe esni próbáló nők kétszer nagyobb valószínűséggel szenvednek hüvelyszárazságtól, mint azok, akik nem próbálnak teherbe esni.
- A stressz hüvelyszárazságot okozhat, és csökkenti a fogamzás esélyeit. Lazítson, ne aggódjon, és próbálja meg jól érezni magát.
- A rendszeres sikosítóhasználat árthat a spermiumoknak, ezért nem szabad használni teherbeeséssel próbálkozás idején.
- A FERTI·LILY fogamzást támogató gél nem tartalmaz parabént, ami hátrányosan befolyásolhatja a sperma minőségét.
- A hüvely alacsony pH-ja tulajdonképpen elpusztítja a spermiumokat. Közösülés idején a hüvely pH-ja rövid ideig megemelkedik, hogy így segítse a spermiumok túlélését.
- A fogantatással kapcsolatos további információért és tanácsért látogasson el a www.fertilily.com/hu oldalra.



B. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A FERTI·LILY FOGAMZÁST TÁMOGATÓ GÉLT?



Fontos termékbiztonsági információ. NE HASZNÁLJA a FERTI·LILY fogamzást támogató gélt ennek az útmutatónak az elolvasása és megértése előtt.



Őrizze meg későbbi felhasználásra. Ez a használati útmutató csak tájékoztatásul szolgál, nem tekinthető orvosi javaslatnak, és nem helyettesíti a kezelőorvosával folytatott konzultációt. Ha bármilyen egészségügyi problémája vagy speciális állapota van, kérjük, konzultáljon kezelőorvosával a fogamzást támogató gél alkalmazása előtt.



Használja a FERTI·LILY fogamzást támogató gélt menstruációs ciklusának **ovulációs fázisa** idején a hüvelyszárazság enyhítésére és/vagy az élvezet fokozására. Ovuláció előjelzők használata segíthet meghatározni havi ciklusának legtermékenyebb napjait.

1. lépés

Az első használat előtt távolítsa el a záróelemet a tubusról.

2. lépés

Vigye fel a sikosítót a hüvely külső részére vagy a pénisz szájára közösülés előtt.

Nyomjon egy kis mennyiségű terméket az ujjaira és/vagy a tenyerére, és vigye fel a nemi szervek területére. Használjon a kívánt síkosság eléréséhez szükséges mennyiséget.

3. lépés

Minden használat után szorosan zárja vissza a tubust. Ne hagyja nyitva két alkalmazás között.

C. ELŐVIGYÁZATOSSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Első felhasználóknak** érzékeny bőr esetén érdemes kis mennyiségű gélt felvinniük könyökük belső oldalára, hogy teszteljék, érzékenyek-e bármely összetevőre.
- Alkalmazza a megadott utasításoknak megfelelően.
- Ne alkalmazza a terméket a lejáratú idő után. Használat előtt ellenőrizze a lejárati időt.
- A FERTI·LILY fogamzást támogató gél felbontás után 3 hónapig használható fel.
- A FERTI·LILY fogamzást támogató gél nem fogamzásgátló eszköz, és nem véd meg a szexuális úton terjedő fertőzésektől.**
- Ne használja a FERTI·LILY fogamzást támogató gélt, ha gombás vagy bakteriális fertőzése van, vagy ha a közelmúltban irritációt vagy sebesedést tapasztalt a hüvelyi területen. Csak a fertőzés teljes megszűnése után folytassa a használatát.
- Ha bármilyen mellékhatást tapasztal, függesse fel az alkalmazást, és konzultáljon kezelőorvosával.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.

A FERTI·LILY fogamzást támogató gél közösülés közben segít fokozni a komfortérzetet és az élvezetet anélkül, hogy negatívan befolyásolná a spermiumok motilitását és túlélését. Számos olyan tényező van, amely befolyásolhatja a termékenységet, amelyekre ez a termék semmilyen hatással nem lehet. Ha 12 havi próbálkozás után még mindig nem várandós, vagy aggódik termékenysége miatt, kérjük, forduljon kezelőorvosához.

A FERTI·LILY fogamzást támogató gél a fogamzás elősegítésére szolgál, és nem garantálja a terhességet.

D. ÖSSZETEVŐK

Víz, fenetil-alkohol, nátrium-hialuronát, xantángumi, fruktóz, nátrium-bikarbonát, nátrium-klorid, kálium-klorid, dinátrium-foszfát, kálium-foszfát, citromsav.

Tudjuk, hogy a legtöbb ember nem érti, mik ezek a nevek, vagy hogy miért szerepelnek ebben a termékben, ezért az alábbiakban az összes összetevő rövid magyarázatát olvashatja. A víz tisztított víz, amely segít az összes többi összetevő feloldásában. A nátrium-hialuronát egy hialuronosav, egy olyan hidratáló, amelyet a szervezet természetesen is előállít. A xantángumi egy természetes sűrítőanyag, amelyet élelmiszerekben is használnak. Segít abban, hogy a gél kevésbé folyjon, és ott maradjon, ahova szánták. A fenetil-alkohol egy nagyon enyhe tartósítószer, amely segít megelőzni a baktériumok bejutását a gélbe. Könnyed virágillata is van, ez adja a gél rózsás illatát. A fruktóz gyümölcscukor. Azért használjuk itt, mert a spermium az energiját fruktózból és glükózból nyeri. A többi összetevő savak és bázisok, amelyek a pH kiegyensúlyozására szolgálnak, valamint sók, amelyek a sókoncentrációt a spermával megegyezővé teszik.

E. KAPCSOLAT ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A legjobb eredmény érdekében gondosan kövesse ezeket az útmutatásokat. További információért látogasson el a www.fertilily.com/hu oldalra. Egyéb kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz telefonon [+36 1 275 4281] vagy emailben [info@pharmanext.hu].

A FERTI·LILY a FERTI·LILY bejegyzett védjegye. Ez a FERTI·LILY kehely hivatalos használati útmutatója, és tartalma előzetes értesítés nélkül változhat. Látogassa meg a www.fertilily.com/hu oldalt a naprakész információkért.

🏭 Gyártó:

FERTI·LILY
 Mr Treublaan 7
 1097 DP Amsterdam
 Hollandia



A FERTI·LILY fogamzást támogató gél I. osztályba sorolt **orvostechnikai eszköz**.

Forgalmazó:
 Pharmanext Kft.
 1085 Budapest
 Stáhlly u. 2/A
 Magyarország

Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2021. október
 77241982
 21K1